



## Wie benutze ich Nanny richtig?

Die Installation von Nanny ist einfach, daher schafft es wirklich jeder. Deshalb schaffen Sie binnen kürzester Zeit einen sicheren Schlaf- oder Ruheplatz für Ihr Baby.



Einlegen der Sensormatte unter die Matratze.



Frühwarnung dank empfindlicher Sensormatte, welche jeden Atemzug Ihres Babys wahrnimmt.

## Nanny direkt vom Hersteller

Nanny wird von dem traditionellen tschechischen Unternehmen JABLOTRON ALARMS, a.s. mit Sitz in Jablonec nad Nisou, hergestellt. Das Unternehmen kümmert sich nicht nur um die Sicherheit bei Ihnen Zuhause, sondern auch um das Wertvollste - Ihre Kinder.



Kostenloser Versand



Lieferung am folgenden Werktag



Rücksendung ohne Angabe von Gründen

HERSTELLER UND HÄNDLER:  
JABLOTRON ALARMS a.s.,  
Pod Skalkou 4567/33  
466 01 Jablonec nad Nisou  
Tschechische Republik

[www.monitornanny.de](http://www.monitornanny.de)

 KUNDEN-HOTLINE:  
0176 325 00 284

 [info@monitornanny.de](mailto:info@monitornanny.de)

 [@nanny.deutschland](https://www.facebook.com/nanny.deutschland)

C-DENANNY20050

nanny

Der Baby Atmungsmonitor  
für Ihren ruhigen Schlaf



## Wir schützen das Wertvollste

Nanny ist ein zertifiziertes Medizinprodukt, welches die klinischen Prüfungen nach der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG (MDD) bestanden hat. Nanny überwacht die Atmung des Babys und warnt Sie im Falle einer Senkung der Atemfrequenz oder bei Atemstillstand.

### Was ist SIDS?

Man nennt es plötzlicher Kindstod (sudden infant death syndrome - SIDS), wenn ein Baby plötzlich ohne erkennbaren Grund gestorben ist. In Deutschland sterben jährlich durchschnittlich 150 Babys an SIDS.



**Zertifiziertes  
Medizinprodukt**



**Frühzeitiger  
und lauter  
Alarm**




**Einfache  
Bedienung**

## Wie funktioniert Nanny




Jedes Mal, wenn Sie das Gerät einschalten, wird eine Funktionsprüfung durchgeführt, damit Sie sicher sein können, dass der Monitor immer funktioniert.

Der Alarm reicht oft aus, damit das Baby aufwacht und wieder zu atmen beginnt.



Legen Sie die Sensormatte einfach auf eine feste und ebene Unterlage, unter die Matratze und schließen Sie es an den Monitor an.



Das grüne Licht blinkt im Rhythmus der Atmung Ihres Babys und Sie haben die Sicherheit, dass alles in Ordnung ist.



Ein lauter Alarm wird ausgelöst, wenn das Baby aufhört zu atmen oder wenn die Atemfrequenz unter 8 Atemzüge pro Minute fällt.